



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 94.6077.137
Artikelbeschreibung miniPERM® , Einmalspritze 50 ml, für miniPERM®
Bioreaktor, Luer-Lock, nicht autoklavierbar, steril, 1
Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für miniPERM® Bioreaktor
Anschluss Luer-Lock

Maße

Volumen max 50 ml

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	60
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	60
Stück pro Palette	3840
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0366 kg
Gewicht des Umkartons	2,53 kg
EAN des Innenkartons	4038917255950
EAN des Umkartons	4038917255943

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

