



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.138
Artikelbeschreibung	miniPERM® , Einfülltubus 5" , für miniPERM® Bioreaktor, nicht autoklavierbar, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	miniPERM® Bioreaktor
-------------	----------------------

Maße

Durchmesser	5,9 mm
Breite des Produktes	5,9 mm
Höhe des Produktes	127 mm
Länge des Produktes	5,9 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	300
Stück pro Palette	14400
Tiefe des Umkartons	353 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	260 mm
Volumen des Umkartons	0,0246 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	1,55 kg
EAN des Innenkartons	4038917376488
EAN des Umkartons	4038917255974

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

