



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6140.802
Artikelbeschreibung	x-well Zellkulturkammer, 8 Well, auf PCA-Objektträger, ablösbarer Rahmen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 6 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Ausführung	auf PCA-Objektträger
Zelltyp	adhärente Zellen
Anzahl der Wells	8
Wachstumsfläche	0,8 cm ²
Arbeitsvolumen	0,5 ml
Ablösbarer Rahmen	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	24 mm
Länge des Produktes	76 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycycloalkane (PCA)
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	6
Stück pro Umkarton	96
Stück pro Palette	10368
Tiefe des Innenkartons	127 mm
Breite des Innenkartons	19 mm
Höhe des Innenkartons	258 mm
Tiefe des Umkartons	275 mm
Breite des Umkartons	270 mm
Höhe des Umkartons	185 mm
Volumen des Umkartons	0,0137 cbm
Gewicht des Produktes	0,0152 kg
Gewicht des Umkartons	2,33 kg
EAN des Innenkartons	4038917303323
EAN des Umkartons	4038917303316

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

