



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6170.002
Artikelbeschreibung	x-well Zellkulturkammer, Flasche, auf Glas-Objektträger, ablösbarer Rahmen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 6 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	auf Glas-Objektträger
Zelltyp	adhärente Zellen
Anzahl der Wells	1
Wachstumsfläche	9 cm ²
Arbeitsvolumen	4 ml
Ablösbarer Rahmen	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	24 mm
Länge des Produktes	76 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Kalk-Natron-Glas
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	6
Stück pro Umkarton	96
Stück pro Palette	8064
Tiefe des Innenkartons	127 mm
Breite des Innenkartons	28 mm
Höhe des Innenkartons	259 mm
Tiefe des Umkartons	275 mm
Breite des Umkartons	270 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0189 cbm
Gewicht des Produktes	0,0153 kg
Gewicht des Umkartons	2,45 kg
EAN des Innenkartons	4038917254366
EAN des Umkartons	4038917254359

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

