



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	94.6190.002
Artikelbeschreibung	x-well Zellkulturkammer, Flasche, auf Deckglas, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 6 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	auf Deckglas
Zelltyp	adhärente Zellen
Anzahl der Wells	1
Wachstumsfläche	9 cm <sup>2</sup>
Arbeitsvolumen	4 ml
Ablösbarer Rahmen	nein

### **Maße**

Breite des Produktes	24 mm
Länge des Produktes	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Borosilikat-Glas
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	6
Stück pro Umkarton	96
Stück pro Palette	8064
Tiefe des Innenkartons	127 mm
Breite des Innenkartons	28 mm
Höhe des Innenkartons	259 mm
Tiefe des Umkartons	275 mm
Breite des Umkartons	270 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0189 cbm
Gewicht des Produktes	0,0109 kg
Gewicht des Umkartons	2,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917256643
EAN des Umkartons	4038917256636

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

