



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 83.1840 |
| Artikelbeschreibung | Coverslips, für adhärenente Zellen, Ø: 25 mm, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 25 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------|--------------------|
| Passend für | 6-Well-Platten |
| Zelltyp | adhärenente Zellen |
| Oberflächeneigenschaft | TC-behandelt |
| Codierung Farbe | rot |

Maße

| | |
|-------------|-------|
| Durchmesser | 25 mm |
|-------------|-------|

Material & Farben

| | |
|------------------------|---|
| Material des Produktes | Polyethylenterephthalat, Glykol-modifiziert (PET-G) |
| Farbe des Produktes | transparent |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|--|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Reinheitsstandard | steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch |
| Sterilisation | Gammabestrahlung |
| Pyrogenfreiheit | ja |
| Nicht zytotoxisch | ja |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 200 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 200 |
| Stück pro Umkarton | 2000 |
| Stück pro Palette | 72000 |
| Tiefe des Umkartons | 310 mm |
| Breite des Umkartons | 144 mm |
| Höhe des Umkartons | 335 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,015 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0003 kg |
| Gewicht des Umkartons | 1,8 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917087841 |
| EAN des Umkartons | 4038917006095 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

