



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.1840.001
Artikelbeschreibung	Coverslips, für adhärenente Zellen, Ø: 22 mm, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	6-Well-Platten
Zelltyp	adhärenente Zellen
Oberflächeneigenschaft	TC-behandelt
Codierung Farbe	rot

Maße

Durchmesser	22 mm
-------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat, Glykol-modifiziert (PET-G)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	72000
Tiefe des Umkartons	310 mm
Breite des Umkartons	144 mm
Höhe des Umkartons	335 mm
Volumen des Umkartons	0,015 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	1,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917134040
EAN des Umkartons	4038917025386

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

