



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.1840.002
Artikelbeschreibung	Coverslips, für adhärenente Zellen, Ø: 13 mm, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 25 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Passend für	6-, 12- und 24-Well-Platten
Zelltyp	adhärenente Zellen
Oberflächeneigenschaft	TC-behandelt
Codierung Farbe	rot

### **Maße**

Durchmesser	13 mm
-------------	-------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat, Glykol-modifiziert (PET-G)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	288000
Tiefe des Umkartons	310 mm
Breite des Umkartons	144 mm
Höhe des Umkartons	335 mm
Volumen des Umkartons	0,015 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	1,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917134057
EAN des Umkartons	4038917025393

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

