



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3951
Artikelbeschreibung	Zellschaber, 2-Positionen-Klinge, Größe: M, Grifflänge: 24 cm, Klingenlänge: 1,7 cm, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Maße

Länge des Produktes	24,9 cm
Länge der Klinge	1,7 cm
Länge des Stabes	24 cm
Breite der Klinge	1,7 cm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	rot/opak
Material des Stabes	Polystyrol (PS)
Material der Klinge	Thermoplastische Elastomere (TPE)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	16500
Tiefe des Umkartons	276 mm
Breite des Umkartons	110 mm
Höhe des Umkartons	333 mm
Volumen des Umkartons	0,0101 cbm
Gewicht des Produktes	0,0081 kg
Gewicht des Umkartons	1,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917426664
EAN des Umkartons	4038917426657

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

