



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3952
Artikelbeschreibung	Zellschaber, 2-Positionen-Klinge, Größe: L, Grifflänge: 36 cm, Klingenlänge: 1,7 cm, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Maße

Länge des Produktes	36,9 cm
Länge der Klinge	1,7 cm
Länge des Stabes	36 cm
Breite der Klinge	1,7 cm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	rot/opak
Material des Stabes	Polystyrol (PS)
Material der Klinge	Thermoplastische Elastomere (TPE)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	7000
Tiefe des Umkartons	340 mm
Breite des Umkartons	137 mm
Höhe des Umkartons	495 mm
Volumen des Umkartons	0,023 cbm
Gewicht des Produktes	0,0164 kg
Gewicht des Umkartons	2,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917426695
EAN des Umkartons	4038917426688

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

