



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.3990.075
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, für Zellkulturflasche T-75, 2-Positionen-Schraubkappe, ohne Filter, rot, TC Tested, 1 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	2-Positionen-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Zellkulturflasche T-75
Filter	nein

### **Material & Farben**

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	rot
Farbe des Verschlusses	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	16800
Tiefe des Umkartons	288 mm
Breite des Umkartons	218 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0094 cbm
Gewicht des Produktes	0,004 kg
Gewicht des Umkartons	0,78 kg
EAN des Innenkartons	4038917359955
EAN des Umkartons	4038917359948

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

