




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1253.025
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 5 ml, Codierungsfarbe: blau, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	blau/schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	0,6 ml - 7,5 ml
Codierung Farbe	blau

Maße

Nennvolumen	5 ml
Durchmesser	8 mm
Länge des Produktes	340 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	40500
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0201 cbm
Gewicht des Produktes	0,0067 kg
Gewicht des Umkartons	4,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917127257
EAN des Umkartons	4038917021111

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

