



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.183.000
Artikelbeschreibung	Zentrifuge, SC 2700, Versorgungsspannung: 115/230 V, Zentrifugation bis max. 2.700 x g, inkl. Ausschwingrotor 6-fach und Röhrenhalter 1-fach für Röhren bis 100 mm Länge, für Trennung von Serum/Plasma von dem Blutkuchen, 2 voreingestellte Programme und 1 variables Programm

Produkteigenschaften

Ausführung	2 voreingestellte Programme und 1 variables Programm
Passend für	Trennung von Serum/Plasma von dem Blutkuchen
Zentrifugation max (RZB)	2700 x g
Anzahl der Messplätze	6

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Maße

Breite des Produktes	350 mm
Höhe des Produktes	260 mm
Länge des Produktes	430 mm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	20
Volumen des Umkartons	0,0772 cbm
Gewicht des Produktes	16,655 kg
Gewicht des Umkartons	18,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917574877
EAN des Umkartons	4038917574860

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

