



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.184.401
Artikelbeschreibung	Zentrifuge, SMC 6 V, Versorgungsspannung: 115 V, inkl. Ausschwingrotor 6-fach und Röhrenhalter 1-fach für Röhren bis 100 mm Länge, für Trennung von Serum/Plasma von dem Blutkuchen, Ausschwingrotor 6-fach

### Produkteigenschaften

Ausführung	Ausschwingrotor 6-fach
Passend für	Trennung von Serum/Plasma von dem Blutkuchen
Anzahl der Messplätze	6
Versorgungsspannung	115 V

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	36
Gewicht des Produktes	5,7995 kg
Gewicht des Umkartons	5,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917534420
EAN des Umkartons	4038917534413

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

