



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.183.200
Artikelbeschreibung Adapter, für Zentrifuge SC 2700

Produkteigenschaften

Passend für Zentrifuge SC 2700

Maße

Durchmesser 17 mm
Breite des Produktes 17 mm
Höhe des Produktes 12,5 mm
Länge des Produktes 17 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes grau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 2
Stück pro Umkarton 300
Stück pro Palette 97200
Tiefe des Umkartons 268 mm
Breite des Umkartons 191 mm
Höhe des Umkartons 100 mm
Volumen des Umkartons 0,0051 cbm
Gewicht des Produktes 0,002 kg
Gewicht des Umkartons 1 kg
EAN des Innenkartons 4038917909679
EAN des Umkartons 4038917909686

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

