



Product description

Order number	79.8710.610
Descrição do artigo	Compressa de adaptação TSC, Compressa de gel de reposição para descongelar preparados de células estaminais sanguíneas crioconservadas no SAHARA-TSC

Product characteristics

Campo de aplicação	Aquecimento
--------------------	-------------

Size

Largura do produto	16 cm
Comprimento do produto	23.5 cm

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	5
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	5
Unidades por palete	960
Profundidade da embalagem externa	320 mm
Largura da embalagem externa	220 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0099 cbm
Peso do produto	0.488 kg
Peso da embalagem externa	2.6 kg
EAN da caixa interna	4038917978545
EAN da embalagem externa	4038917978552

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

