



Product description

Order number	79.8710.576
Descrição do artigo	Fita colorida, Consumíveis para impressora de protocolos SP542MD, violeta

Product characteristics

Campo de aplicação	Aquecimento
--------------------	-------------

Size

Largura do produto	7 cm
Comprimento do produto	12 cm

Material & colours

Cor do produto	violeta
----------------	---------

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	32
Profundidade da embalagem externa	440 mm
Largura da embalagem externa	390 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0.0378 cbm
Peso do produto	3.7 kg
Peso da embalagem externa	4.5 kg
EAN da caixa interna	4038917975902
EAN da embalagem externa	4038917975919

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

