



Product description

Order number	97.8710.501
Descrição do artigo	Bandeja de coleta, para coletar o plasma que escorre das conservas com defeito

Product characteristics

Campo de aplicação	Aquecimento
--------------------	-------------

Size

Largura do produto	26 cm
Comprimento do produto	48 cm

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	72
Profundidade da embalagem externa	513 mm
Largura da embalagem externa	293 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.021 cbm
Peso do produto	1.5 kg
Peso da embalagem externa	1.8 kg
EAN da caixa interna	4038917975827
EAN da embalagem externa	4038917975834

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

