



Product description

Order number	97.8710.541
Descrição do artigo	Módulo de assistência SAHARA, para ajustar e calibrar o SAHARA-III, TRANSTHERM-III e SAHARA-TSC

Product characteristics

Campo de aplicação	Aquecimento
--------------------	-------------

Size

Largura do produto	28 cm
Altura do produto	7.5 cm
Comprimento do produto	33 cm

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Volume da embalagem externa	0.0314 cbm
Peso do produto	1.85 kg
Peso da embalagem externa	2.18 kg
EAN da caixa interna	4028339753226
EAN da embalagem externa	4028339753219

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

