



Product description

Order number	97.8710.550
Descrição do artigo	Módulo Aquecedor de infusões, para aquecer soluções de infusão, tubos, instrumentos e meios de contraste no SAHARA-III

Product characteristics

Campo de aplicação	Aquecimento
--------------------	-------------

Size

Largura do produto	4.5 cm
Comprimento do produto	6 cm

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Volume da embalagem externa	0.0039 cbm
Peso do produto	0.03 kg
Peso da embalagem externa	0.22 kg
EAN da caixa interna	4038917968379
EAN da embalagem externa	4038917968386

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

