



Product description

Order number	97.8710.802
Descrição do artigo	SAHARA-III MAXITHERM 115 V, para descongelar e aquecer produtos sanguíneos em bolsas de plástico cheias antes da transfusão, máx. capacidade: 6 conservas, adequado para plasma, sangue total, concentrados de eritrócitos e preparados crioconservados

Product characteristics

Campo de aplicação	Aquecimento
Tensão de alimentação	115 V
Consumo de energia durante o funcionamento	655 W
Frequência	50 Hz - 60 Hz

Size

Largura do produto	32 cm
Altura do produto	32.5 cm
Comprimento do produto	49.3 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Dispositivo médico
Certificação CE	CE
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Volume da embalagem externa	0.1639 cbm
Peso do produto	13.68 kg
Peso da embalagem externa	16.43 kg
EAN da caixa interna	4038917968652
EAN da embalagem externa	4038917968669

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

