



Product description

Order number	87.7709.031
Descrição do artigo	Bateria Bateria para retificador de tubos flexíveis AST-2

Product characteristics

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
Tensão de alimentação	7.2 V
Potência da bateria	700 mAh

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	432
Profundidade da caixa interna	41 mm
Largura da caixa interna	41 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Altura da caixa interna	102 mm
Profundidade da embalagem externa	188 mm
Largura da embalagem externa	188 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0035 cbm
Peso do produto	0.109 kg
Peso da embalagem externa	0.26 kg
EAN da caixa interna	4038917141178
EAN da embalagem externa	4038917279697

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

