



Product description

Order number	87.7709.032
Descrição do artigo	Carregador de baterias para retificador de tubos flexíveis AST-2

Product characteristics

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
Tensão de alimentação	240 V
Consumo de energia durante o funcionamento	17 W

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Certificação CE	Fornecedor CE
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	432
Profundidade da embalagem externa	188 mm
Largura da embalagem externa	188 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0035 cbm
Peso do produto	0.413 kg
Peso da embalagem externa	0.56 kg
EAN da caixa interna	4038917141185
EAN da embalagem externa	4038917067157

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

