



### **Product description**

Order number	87.7709.035
Descrição do artigo	Retificador de tubos flexíveis AST-2F, com função de parada automática, interruptor de pedal, suporte de mesa

### **Product characteristics**

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
Tensão de alimentação	240 V
Consumo de energia durante o funcionamento	20 W
Frequência	50 Hz - 60 Hz

### **Size**

Largura do produto	140 mm
Altura do produto	71 mm
Comprimento do produto	250 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Certificação CE	CE
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	84
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0174 cbm
Peso do produto	2.103 kg
Peso da embalagem externa	2.76 kg
EAN da caixa interna	4038917258890
EAN da embalagem externa	4038917258883

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

