




Product description

Order number	74.4701
Descrição do artigo	Pinça umbilical, 250 unidades/caixa
Número PZN	6646559

Material & colours

Material do produto	Polioximetileno (POM)
Cor do produto	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0124 (DEKRA)
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	22500
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	253 mm
Altura da embalagem externa	165 mm
Volume da embalagem externa	0.0162 cbm
Peso do produto	0.0064 kg
Peso da embalagem externa	1.86 kg
EAN da caixa interna	4038917088534
EAN da embalagem externa	4038917006507

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

