



### **Product description**

Order number	71.9924.515
Descrição do artigo	Pinça, altura: 11 mm, verde, para Coleta de amostras para diagnóstico

### **Product characteristics**

Campo de aplicação	Coleta de amostras para diagnóstico
--------------------	-------------------------------------

### **Size**

Largura do produto	28 mm
Altura do produto	11 mm
Comprimento do produto	108 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	verde

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	3000
Unidades por caixa interna	3000
Unidades por caixa	3000
Unidades por palete	90000
Profundidade da embalagem externa	548 mm
Largura da embalagem externa	373 mm
Altura da embalagem externa	408 mm
Volume da embalagem externa	0.0834 cbm
Peso da embalagem externa	12 kg
EAN da caixa interna	4038917155281
EAN da embalagem externa	4038917398398

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

