



### **Product description**

Order number	74.5218.101
Descrição do artigo	Bolsa para urina, 1,5 l, com válvula antirretorno, com válvula de drenagem, comprimento do tubo flexível: 90 cm, 150 unid./caixa de papelão
Número PZN	16333689

### **Product characteristics**

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	com válvula de drenagem
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	1,5 l
Válvula antirretorno	sim

### **Size**

Volume nominal	1.5 l
Volume máximo	1.5 l
Diâmetro do tubo flexível	6.6 mm
Comprimento do tubo flexível	90 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Produto médico  
Certificação CE Fornecedor CE  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 150  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 150  
Unidades por caixa 150  
Unidades por palete 9600  
Profundidade da embalagem 580 mm  
externa  
Largura da embalagem 390 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 150 mm  
Volume da embalagem 0.0339 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0352 kg  
Peso da embalagem externa 5.8 kg  
EAN da caixa interna 6971243660969  
EAN da embalagem externa 6971243660693

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

