



Product description

Order number	74.5284.101
Descrição do artigo	Bolsa para urina, 2 l, com válvula antirretorno, comprimento do tubo flexível: 90 cm, 200 unid./caixa de papelão
Número PZN	16333749

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	azul
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	2 l
Válvula antirretorno	sim

Size

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l
Diâmetro do tubo flexível	6.6 mm
Comprimento do tubo flexível	90 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Policlureto de vinila (PVC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Produto médico
Certificação CE Fornecedor CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 200
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 200
Unidades por caixa 200
Unidades por palete 9600
Profundidade da embalagem externa 580 mm
Largura da embalagem externa 390 mm
Altura da embalagem externa 150 mm
Volume da embalagem externa 0.0339 cbm
Peso do produto 0.035 kg
Peso da embalagem externa 7.4 kg
EAN da caixa interna 6971243660983
EAN da embalagem externa 6971243660679

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

