



Product description

Order number	74.5330.500
Descrição do artigo	UD 3plus, Sistema de drenagem de urina, 2 l, com suporte, estéril, comprimento do tubo flexível: 100 cm, 1 unid./blister
Número PZN	16086848

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	com suporte
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	2 l

Size

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l
Diâmetro do tubo flexível	10.1 mm
Comprimento do tubo flexível	100 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	20
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	1120
Profundidade da embalagem externa	395 mm
Largura da embalagem externa	295 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0.0256 cbm
Peso do produto	0.191 kg
Peso da embalagem externa	3.82 kg
EAN da caixa interna	6955824024333
EAN da embalagem externa	6955824024180

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

