



Product description

Order number	74.5340.501
Descrição do artigo	TUR-BAG, Sistema de drenagem de urina, 4 l, sem esfera de bombeamento, estéril, comprimento do tubo flexível: 100 cm, 1 unid./blister

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	sem esfera de bombeamento
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	4 l

Size

Volume nominal	4 l
Volume máximo	4 l
Diâmetro do tubo flexível	10.1 mm
Comprimento do tubo flexível	100 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Produto médico
Certificação CE Fornecedor CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Esterilização a gás
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 20
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 20
Unidades por palete 960
Profundidade da embalagem 395 mm
externa
Largura da embalagem 295 mm
externa
Altura da embalagem externa 260 mm
Volume da embalagem 0.0303 cbm
externa
Peso do produto 0.1645 kg
Peso da embalagem externa 3.83 kg
EAN da caixa interna 6955824024401
EAN da embalagem externa 6955824024029

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

