



Product Specification

Sistema de drenagem de urina, 2 l, com válvula antirretorno, com válvula de drenagem T, estéril

Page 1



Product description

Order number	74.5485.005
Descrição do artigo	Sistema de drenagem de urina, 2 l, com válvula antirretorno, com válvula de drenagem T, estéril, comprimento do tubo flexível: 100 cm, 1 unid./blister
Número PZN	16356199

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	com válvula de drenagem T
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	2 l
Válvula antirretorno	sim

Size

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l
Diâmetro do tubo flexível	10.1 mm
Comprimento do tubo flexível	100 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Sistema de drenagem de urina, 2 l, com válvula antirretorno, com válvula de drenagem T, estéril

Page 2

Material & colours

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Produto médico
Certificação CE Fornecedor CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Esterilização a gás
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 50
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 50
Unidades por palete 2400
Profundidade da embalagem externa 395 mm
Largura da embalagem externa 295 mm
Altura da embalagem externa 290 mm
Volume da embalagem externa 0.0338 cbm
Peso do produto 0.0844 kg
Peso da embalagem externa 4.62 kg
EAN da caixa interna 6955824024418
EAN da embalagem externa 6955824024036

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT