



Product description

Order number	74.5684.001
Descrição do artigo	Bolsa de reposição do sistema de medição de urina, 2 l, estéril, 1 unid./blister

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	azul
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	2 l

Size

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l

Material & colours

Material do produto	Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto	transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	4050
Profundidade da embalagem externa	395 mm
Largura da embalagem externa	195 mm
Altura da embalagem externa	200 mm
Volume da embalagem externa	0.0154 cbm
Peso do produto	0.0451 kg
Peso da embalagem externa	3.02 kg
EAN da caixa interna	6955824024432
EAN da embalagem externa	6955824024050

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

