



### **Product description**

Order number	74.5684.002
Descrição do artigo	Bolsa de reposição do sistema de medição de urina, 2 l, com válvula de drenagem, estéril, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	com válvula de drenagem
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	2 l

### **Size**

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Produto médico  
Certificação CE Fornecedor CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Esterilização a gás  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 50  
Tipo de embalagem interior blister  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 50  
Unidades por palete 4050  
Profundidade da embalagem externa 395 mm  
Largura da embalagem externa 245 mm  
Altura da embalagem externa 200 mm  
Volume da embalagem externa 0.0194 cbm  
Peso do produto 0.0401 kg  
Peso da embalagem externa 2.77 kg  
EAN da caixa interna 6955824024449  
EAN da embalagem externa 6955824024067

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

