



### **Product description**

Order number 74.5685.001  
Descrição do artigo Bolsa de reposição do sistema de medição de urina, 3 l, estéril, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Cor impressão/rótulo azul  
Campo de aplicação Escoamento de urina  
Volume de trabalho 3 l

### **Size**

Volume nominal 3 l  
Volume máximo 3 l

### **Material & colours**

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)  
Cor do produto transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	3200
Profundidade da embalagem externa	395 mm
Largura da embalagem externa	195 mm
Altura da embalagem externa	200 mm
Volume da embalagem externa	0.0154 cbm
Peso do produto	0.0523 kg
Peso da embalagem externa	3.47 kg
EAN da caixa interna	6955824024456
EAN da embalagem externa	6955824024074

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

