



Product description

Order number	71.9921.316
Descrição do artigo	Balde, até 1 l, (ØxA): 122 x 145 mm, branca, tampa incluída, para coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico, 24 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Campo de aplicação	coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume máximo	1 l
Diâmetro	122 mm
Altura do produto	145 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	24
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	1152
Profundidade da embalagem externa	428 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	234 mm
Volume da embalagem externa	0.0357 cbm
Peso da embalagem externa	2.7 kg
EAN da caixa interna	4038917150620
EAN da embalagem externa	4038917038195

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

