



Product description

Order number	71.9921.318
Descrição do artigo	Balde, até 5 l, (ØxA): 189 x 200 mm, branca, tampa incluída, para coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico, 12 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Campo de aplicação	coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume máximo	5 l
Diâmetro	189 mm
Altura do produto	200 mm
Comprimento do produto	223.5 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto branca

Purity & certification

Isento de látex sim
Isenção de pirogênio não
Ficha de dados de segurança não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 12
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 12
Unidades por caixa 12
Unidades por palete 360
Profundidade da embalagem 548 mm
externa
Largura da embalagem 373 mm
externa
Altura da embalagem externa 408 mm
Volume da embalagem 0.0834 cbm
externa
Peso da embalagem externa 4.2 kg
EAN da caixa interna 4038917150644
EAN da embalagem externa 4038917398381

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

