



## Product Specification

Abridor de segmentos de tubo flexível, para tubos com Ø interno 10 mm, HD-PE, branca

Page 1



### Product description

Order number	95.1000
Descrição do artigo	Abridor de segmentos de tubo flexível, para tubos com Ø interno 10 mm, material: HD-PE, branca, 500 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Campo de aplicação	Banco de sangue
Indicado para	tubos com Ø interno 10 mm

### Size

Diâmetro	10 mm
----------	-------

### Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	216000
Profundidade da caixa interna	191 mm
Largura da caixa interna	129 mm
Altura da caixa interna	129 mm
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.016 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	3.8 kg
EAN da caixa interna	4038917084949
EAN da embalagem externa	4038917053266

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

