



Product Specification

**Abridor de segmentos de tubo flexível, para
cartões de teste de leito de paciente, HD-PE,
branca**

Page 1



Product description

Order number	95.1000.100
Descrição do artigo	Abridor de segmentos de tubo flexível, para cartões de teste de leito de paciente, material: HD-PE, branca, 200 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Versão	para cartões de teste de leito de paciente
Campo de aplicação	Banco de sangue

Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Abridor de segmentos de tubo flexível, para
cartões de teste de leito de paciente, HD-PE,
branca**

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	242000
Profundidade da caixa interna	139 mm
Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	66 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	160 mm
Volume da embalagem externa	0.0123 cbm
Peso do produto	0.0018 kg
Peso da embalagem externa	4.48 kg
EAN da caixa interna	4038917124607
EAN da embalagem externa	4038917028585

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT