



## Product Specification

**Abridor de segmentos de tubo flexível, montado em tubo 75 x 12 mm, HD-PE, branca, tubo: PS**

**Page 1**



### Product description

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 95.1000.476   |
| Descrição do artigo | Abridor de segmentos de tubo flexível, montado em tubo 75 x 12 mm, material: HD-PE, branca, tubo: PS, 50 unid./embalagem empilhável |

### Product characteristics

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Versão             | montado em tubo 75 x 12 mm |
| Campo de aplicação | Banco de sangue            |
| Forma do fundo     | fundo redondo              |

### Size

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Diâmetro               | 12 mm |
| Comprimento do produto | 75 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Abridor de segmentos de tubo flexível, montado em tubo 75 x 12 mm, HD-PE, branca, tubo: PS**

**Page 2**

### Material & colours

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Material do produto | Polietileno de alta densidade (HD-PE) |
| Cor do produto      | branca                                |
| Material do tubo    | Poliestireno (PS)                     |

### Purity & certification

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE      | CE                       |
| Em lotes             | sim                      |

### Packaging

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 400                  |
| Tipo de embalagem interior        | embalagem empilhável |
| Unidades por caixa interna        | 50                   |
| Unidades por caixa                | 400                  |
| Unidades por palete               | 57600                |
| Profundidade da caixa interna     | 146 mm               |
| Largura da caixa interna          | 96 mm                |
| Altura da caixa interna           | 64 mm                |
| Profundidade da embalagem externa | 323 mm               |
| Largura da embalagem externa      | 213 mm               |
| Altura da embalagem externa       | 145 mm               |
| Volume da embalagem externa       | 0.01 cbm             |
| Peso do produto                   | 0.0045 kg            |
| Peso da embalagem externa         | 2.22 kg              |
| EAN da caixa interna              | 4038917124614        |
| EAN da embalagem externa          | 4038917047975        |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**