



Product description

Order number	75.1435.004
Descrição do artigo	Copos para urina, volume de trabalho máx.: 90 ml, (ØxA): 60 x 65 mm, Ø da abertura: 65 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca, com etiqueta de papel, tampa montada, estéril, 400 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Volume de trabalho	90 ml

Size

Volume nominal	90 ml
Volume máximo	90 ml
Diâmetro	60 mm
Diâmetro da abertura	65 mm
Altura do produto	65 mm
Comprimento sem tampa	60 µm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Copos para urina, 90 ml, (ØxA): 60 x 65 mm, PP,
com etiqueta de papel, transparente**

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de eletrões
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 400
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 400
Unidades por caixa 400
Unidades por palete 7200
Volume da embalagem 0.1062 cbm
externa
Peso do produto 0.0201 kg
Peso da embalagem externa 8.23 kg
EAN da caixa interna 4038917385220
EAN da embalagem externa 4038917385213

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT