



Product Specification

Copo multiuso, volume máx.: 125 ml, (CxØ): 85 x 62 mm, graduado, PP, transparente

Page 1



Product description

Order number	75.565
Descrição do artigo	Copo multiuso, volume máx.: 125 ml, (CxØ): 85 x 62 mm, Ø da abertura: 62 mm, transparente, graduado, material: PP, 50 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	125 ml

Size

Volume nominal	125 ml
Volume máximo	125 ml
Diâmetro	62 mm
Diâmetro da abertura	62 mm
Altura do produto	85 mm
Comprimento do produto	85 mm
Comprimento sem tampa	85 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Copo multiuso, volume máx.: 125 ml, (CxØ): 85 x 62 mm, graduado, PP, transparente

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 18000
Profundidade da embalagem externa 578 mm
Largura da embalagem externa 368 mm
Altura da embalagem externa 195 mm
Volume da embalagem externa 0.0415 cbm
Peso do produto 0.0107 kg
Peso da embalagem externa 5.93 kg
EAN da caixa interna 4038917082525
EAN da embalagem externa 4038917001601

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT