



Product description

Order number	75.570
Descrição do artigo	Copo, volume máx.: 100 ml, (CxØ): 49 x 70 mm, Ø da abertura: 70 mm, branca, tampa: transparente, material: PS, tampa de encaixe, 50 unid./pacote de tubo flexível

Product characteristics

Gradação	não
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Volume de trabalho	100 ml

Size

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro	70 mm
Diâmetro da abertura	70 mm
Altura do produto	49 mm
Comprimento do produto	49 mm
Comprimento sem tampa	49 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	branca
Cor da tampa	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote de tubo flexível
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	45000
Volume da embalagem externa	0.0317 cbm
Peso do produto	0.0033 kg
Peso da embalagem externa	3.71 kg
EAN da caixa interna	4038917082563
EAN da embalagem externa	4038917001649

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

