




## Product Specification

Tampa de encaixe, adequado para copo de 250 ml  
75.560, PS, Altamente transparentes

Page 1



### Product description

|                     |  |
|---------------------|--|
| Order number        | 76.561   |
| Descrição do artigo | Tampa de encaixe, adequado para copo de 250 ml 75.560, material: PS, Altamente transparentes, 50 unid./pacote de tubo flexível |

### Product characteristics

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Tipo de fechamento | tampa de encaixe      |
| Indicado para      | copo de 250 ml 75.560 |

### Material & colours

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Material do produto | Poliestireno (PS)       |
| Cor do produto      | Altamente transparentes |

### Purity & certification

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico   DIV |
| Em lotes             | sim                               |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Packaging**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Quantidade mínima do pedido          | 500                     |
| Tipo de embalagem interior           | pacote de tubo flexível |
| Unidades por caixa interna           | 500                     |
| Unidades por caixa                   | 500                     |
| Unidades por palete                  | 30000                   |
| Profundidade da embalagem<br>externa | 423 mm                  |
| Largura da embalagem<br>externa      | 213 mm                  |
| Altura da embalagem externa          | 185 mm                  |
| Volume da embalagem<br>externa       | 0.0167 cbm              |
| Peso do produto                      | 0.0013 kg               |
| Peso da embalagem externa            | 0.91 kg                 |
| EAN da caixa interna                 | 4038917339926           |
| EAN da embalagem externa             | 4038917339919           |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

