



Product description

Order number 76.571
Descrição do artigo Tampa de encaixe, para copo de 100 ml, 75.570, material:
PS, transparente, 100 unid./pacote de tubo flexível

Product characteristics

Tipo de fechamento tampa de encaixe
Indicado para copo de 100 ml, 75.570

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalaje interior	pacote de tubo flexível
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	32000
Volume da embalagem externa	0.0392 cbm
Peso do produto	0.0009 kg
Peso da embalagem externa	1.46 kg
EAN da caixa interna	4038917082570
EAN da embalagem externa	4038917001656

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

