



Product description

Order number 51.1703
Descrição do artigo Sistema de formalina, preparo: solução tampão de formalina 450 ml, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de preparo solução tampão de formalina 450 ml
Rótulo/impressão com etiqueta de papel
Campo de aplicação Fixação de tecido

Size

Volume máximo 450 ml
Largura do produto 98 mm
Comprimento do produto 330 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	6
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	6
Unidades por palete	360
Profundidade da caixa interna	96 mm
Largura da caixa interna	63 mm
Altura da caixa interna	255 mm
Profundidade da embalagem externa	363 mm
Largura da embalagem externa	325 mm
Altura da embalagem externa	164 mm
Volume da embalagem externa	0.0193 cbm
Peso do produto	0.5302 kg
Peso da embalagem externa	4.22 kg
EAN da caixa interna	4038917336031
EAN da embalagem externa	4038917336024

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

