



Product description

Order number	51.1703.009
Descrição do artigo	Kit de formalina, preparo: solução tampão de formalina 450 ml, componentes do kit: Sistema de formalina com 450 ml de solução de formaldeído (4%) e 100 S-Monovette 9 ml, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de preparo	solução tampão de formalina 450 ml
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Versão	S-Monovette® 9 ml
Campo de aplicação	Fixação de tecido

Size

Largura do produto	98 mm
Comprimento do produto	330 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Kit de formalina, solução tampão de formalina
450 ml, S-Monovette® 9 ml

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	126
Profundidade da caixa interna	344 mm
Largura da caixa interna	243 mm
Altura da caixa interna	103 mm
Profundidade da embalagem externa	355 mm
Largura da embalagem externa	255 mm
Altura da embalagem externa	123 mm
Volume da embalagem externa	0.0111 cbm
Peso do produto	1.312 kg
Peso da embalagem externa	1.77 kg
EAN da caixa interna	4038917336062
EAN da embalagem externa	4038917336055

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT