



Product Specification

Tina, volume máx.: 150 ml, (CxØ): 49 x 75 mm, PP,
translúcido

Page 1



Product description

Order number	75.9924.517
Descrição do artigo	Tina, volume máx.: 150 ml, (CxØ): 49 x 75 mm, translúcido, material: PP

Product characteristics

Campo de aplicação	Recipiente para armazenamento de patologia
Volume de trabalho	150 ml
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume máximo	150 ml
Diâmetro	75 mm
Largura do produto	75 mm
Altura do produto	49 mm
Comprimento do produto	49 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Tina, volume máx.: 150 ml, (CxØ): 49 x 75 mm, PP,
translúcido

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	translúcido

Purity & certification

Isento de látex	sim
Ficha de dados de segurança	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1260
Unidades por caixa interna	1260
Unidades por caixa	1260
Unidades por palete	30240
EAN da caixa interna	4038917155304
EAN da embalagem externa	4038917234917

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-08-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT