



Product Specification

Tina, volume máx.: 250 ml, (CxØ): 83 x 75 mm, PP,
translúcido

Page 1



Product description

Order number	75.9924.518
Descrição do artigo	Tina, volume máx.: 250 ml, (CxØ): 83 x 75 mm, translúcido, material: PP

Product characteristics

Campo de aplicação	Recipiente para armazenamento de patologia
Volume de trabalho	250 ml
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume máximo	250 ml
Diâmetro	75 mm
Largura do produto	77.2 mm
Altura do produto	83 mm
Comprimento do produto	83 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Tina, volume máx.: 250 ml, (CxØ): 83 x 75 mm, PP,
translúcido

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	translúcido

Purity & certification

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	16000
Profundidade da embalagem externa	428 mm
Largura da embalagem externa	372 mm
Altura da embalagem externa	438 mm
Volume da embalagem externa	0.0697 cbm
Peso da embalagem externa	8.7 kg
EAN da caixa interna	4038917155311
EAN da embalagem externa	4038917039352

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT