



Product description

Order number	95.1706
Descrição do artigo	Suporte de parede, material: aço inoxidável, para Sistema de formalina, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Campo de aplicação	Fixação de tecido
Indicado para	Sistema de formalina

Size

Largura do produto	101 mm
Comprimento do produto	200 mm

Material & colours

Material do produto	aço inoxidável
---------------------	----------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 324
Profundidade da embalagem 268 mm
externa
Largura da embalagem 191 mm
externa
Altura da embalagem externa 100 mm
Volume da embalagem 0.0051 cbm
externa
Peso do produto 0.269 kg
Peso da embalagem externa 0.42 kg
EAN da caixa interna 4038917335461
EAN da embalagem externa 4038917335454

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

