



### **Product description**

Order number	93.851.173
Descrição do artigo	Block Rack D17, para 50 recipientes, Ø da abertura: 17 mm, dimensão da grade: 5 x 10, verde, com alça, material: PP

### **Product characteristics**

Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	5 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Size**

Diâmetro da abertura	17 mm
Largura do produto	109 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	246 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto verde

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior -  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 12  
Unidades por palete 840  
Profundidade da embalagem 453 mm  
externa  
Largura da embalagem 258 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 165 mm  
Volume da embalagem 0.0193 cbm  
externa  
Peso do produto 0.1983 kg  
Peso da embalagem externa 2.79 kg  
EAN da caixa interna 4038917121859  
EAN da embalagem externa 4038917074995

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

